



# ボンベ楽で 楽しんでいこう!



酸素カートを車いすに楽々固定!  
安全でスムーズな運転をサポートします。

※酸素カート・ボンベバックは別売りです。



- 台座プレートに載せ、固定ベルトで固定します。
  - 台座プレートと固定ベルトを付けたまま車いすを折りたためます。
- ※車いすによっては、取り付けできない機種があります。  
※取付可能な車いす
- 自走用または介助用で、ティッピングレバーのあるもの。
  - ティッピングレバーの直径が18~21mmのもの。
  - ティッピングレバーの長さが80mm以上あるもの。
  - ティッピングレバーとバックパイプの角度が90°であるもの。

レンタル価格 2000円

1割負担 200円 / 2割負担 400円

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市町村にご確認ください。



**Earnest**★  
株式会社 **アーネスト**

〒500-8845

岐阜市問屋町2丁目15番地3

TEL:058-264-5522 FAX:058-262-0256

E-mail: [earnest@athena.ocn.ne.jp](mailto:earnest@athena.ocn.ne.jp)

事業所番号:2170113241