

アウラ電動ベッド


91cm幅 2モーター

KQ-52301

91cm幅 TAIS 00170-000588



背膝連動すると背上げ時に膝もあがります。



(背ボトム of 角度やベッドの高さが操作可能)

背ボトムの角度(0~75°)・ベッドの高さ(ゆかからボトム上面までの高さ25~58cm)が個別に操作できます。背膝連動管の取り付け外しで背ボトムの連動または単独動作のいずれかに設定できます。
※背膝連動の場合、膝ボトムの動作角度は0~20°の範囲です。

(端座位が安定しやすく、離床を促す低床25cm)

ボトム上面までの高さが25cmと低いので、安定した端座位がとりやすくなります。端座位の安定は転倒予防につながり、自発的な離床を促します。また万一、ベッドから転落したときには衝撃の緩和につながります。

(JIS認証を取得)

本製品は、柵(ベッドサイドレール)などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる「すき間」についてJIS規格に定められた寸法を遵守しています。またその組み合わせについて在宅用電動介護用ベッドに関するJIS規格(JIS T 9254:2009)の認証を取得しています。

※主に使用可能なサイドレール、介助バー
KS-161Q,KS-171Q,KS-191,KS-151,KS-096A



利用者負担	1割 / 500円
	2割 / 1000円
レンタル料	5000円



Earnest★
株式会社 **アーネスト**

〒500-8845
岐阜市問屋町2丁目15番地3
TEL:058-264-5522 FAX:058-262-0256
E-mail:earnest@athena.ocn.ne.jp

事業所番号: 2170113241