



★ポイント① 業界初！ヘッドレスト … 誤嚥軽減。食事・水分補給がしやすくなります。

頭と首の角度を調整し、顎をひいた姿勢「頸部前屈位」にすることで誤嚥が起こりにくくなります。

ヘッドレスト
【意匠登録済】

頸部伸展位

前屈しないと・・・
飲食物が真つすぐ気管に入りやすくなります。

頸部前屈位

前屈すると・・・
咽頭と気管に角度がついて誤嚥しにくくなります。

ヘッドレスト機能未使用時 [背上げ 30°]

ヘッドレスト機能使用時 [背上げ 30°]

★ポイント② 手元スイッチロック … ロックができて安心・安全（認知症の方などに）。

★ポイント③ 低床25cm～高床67.5cm … 立ち上がり易い、介護し易い高さにできます。

《レンタル料金》

品番	品名	レンタル料金	1割負担	2割負担
NX-2W	和夢 彩 2モーターベッド	8,000円	800円	1,600円
NX-1W	和夢 彩 3モーターベッド	9,000円	900円	1,800円
K-170 R	サイドレール(2本1組)	4,000円	400円	800円
MB-2500L	マットレス	2,000円	200円	400円
K-4000M	サイドテーブル	2,000円	200円	400円

K-170R サイドレール (2本1組)	ダブルウェーブマットレス	K-4000M サイドテーブル

株式会社 アーネスト

〒500-8845 岐阜市問屋町2丁目15番地の3
TEL 058-264-5522 / FAX 058-262-0256